

Manual de Usuario de DentAssist

Autores: Sebastian Solis – José Méndez

Introducción

Bienvenido al manual de usuario de DentAssist, una aplicación web diseñada para gestionar eficientemente los procesos de una clínica dental. Este manual le guiará a través de las funcionalidades principales del sistema, organizadas por operaciones CRUD.

Contenido

Introducción	1
Gestión de Pacientes	2
Crear Paciente	2
Ver Detalles de Paciente	3
Editar Paciente	3
Eliminar Paciente	4
Gestión de Odontólogos	4
Crear Odontólogo	4
Ver Detalles de Odontólogo	5
Editar Odontólogo	5
Eliminar Odontólogo	6
Gestión de Planes de Tratamiento	6
Crear Plan de Tratamiento	6
Ver Detalles de Plan de Tratamiento	7
Editar Plan de Tratamiento	7
Eliminar Plan de Tratamiento	8
Gestión de Turnos	8
Crear Turno	8
Ver Detalles de Turno	9
Editar Turno	9
Eliminar Turno	11
Conclusión	12

Gestión de Pacientes

Crear Paciente

1. Navegue a la sección de "Pacientes" en el menú principal.
2. Haga clic en "Nuevo Paciente".
3. Complete el formulario con la información del paciente.
4. Haga clic en "Guardar" para crear el paciente.

The screenshot shows the 'Registrar Paciente' form in the DentAssist application. The form is titled 'Registrar Paciente' and contains the following fields:

- Nombre:** jose
- Apellidos:** mendez Aqueveque
- Rut:** 20968416-0
- Telefono:** 968694376
- Email:** jose.mendez.aqueveque@gmail.com
- Direccion:** villa el alamo

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Guardar' (green) and 'Cancelar' (grey).

© 2025 DentAssist

Ver Detalles de Paciente

1. En la lista de pacientes, haga clic en el nombre del paciente para ver los detalles.

The screenshot shows the 'Detalles del Paciente' form in the DentAssist application. The form is titled 'Detalles del Paciente' and contains the following information:

Información del Paciente	
Nombre	jose
Apellidos	mendez
RUT	20968416-0
Teléfono	968694376
Email	jose.mendez.aqueveque@gmail.com
Dirección	villa el alamo

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Editar' (yellow) and 'Volver' (grey).

© 2025 DentAssist

Editar Paciente

1. Seleccione el paciente que desea editar.
2. Haga clic en "Editar".

Editar Paciente

Nombre
Manuel

Apellidos
Carmona

Rut
20968416-0

Telefono
968694376

Email
manulux@gmail.com

Direccion
villa el llano #4050

Actualizar Cancelar

© 2025 DentAssist [Privacidad](#)

Eliminar Paciente

1. Seleccione el paciente que desea eliminar.
2. Haga clic en "Eliminar" y confirme la acción.

Eliminar Paciente

¿Estás seguro que deseas eliminar este paciente?

Nombre	Manuel
Apellidos	Carmona
RUT	20968416-0
Teléfono	968694376
Email	manulux@gmail.com
Dirección	villa el llano #4050

Eliminar Cancelar

© 2025 DentAssist [Privacidad](#)

Gestión de Odontólogos

Crear Odontólogo

- Navegue a la sección de "Odontólogos" en el menú principal.
- Haga clic en "Nuevo Odontólogo".
- Complete el formulario con la información del odontólogo.
- Haga clic en "Guardar" para crear el odontólogo.

The screenshot shows the 'Registrar Odontólogo' (Register Dentist) form. On the left is a dark sidebar with the 'DentAssist' logo and navigation links: Pacientes, Odontólogos, Tratamientos, Turnos, and Plan Tratamientos. The main content area has a light blue header 'Registrar Odontólogo'. Below it is a form with a blue title bar 'Registrar Odontólogo'. The form contains the following fields: 'Nombre' (Galileo), 'Apellidos' (Galilei), 'Matricula' (RNO-987654), 'Especialidad' (Odontología General), and 'Email' (galileo.galilei@gmail.com). At the bottom right of the form are two buttons: 'Guardar' (green) and 'Cancelar' (grey). The footer of the page shows '© 2025 DentAssist' on the left and a small logo on the right.

Registrar Odontólogo

Nombre
Galileo

Apellidos
Galilei

Matricula
RNO-987654

Especialidad
Odontología General

Email
galileo.galilei@gmail.com

[Guardar](#) [Cancelar](#)

© 2025 DentAssist

Ver Detalles de Odontólogo

1. En la lista de odontólogos, haga clic en el nombre del odontólogo para ver los detalles.

The screenshot shows the 'Detalles del Odontólogo' (Dentist Details) form. The sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area has a light blue header 'Detalles del Odontólogo'. Below it is a form with a teal title bar 'Detalles del Odontólogo'. The form displays the following information: 'Nombre' (Galileo), 'Apellidos' (Galilei), 'Matrícula' (RNO-987654), 'Especialidad' (Odontología General), and 'Email' (galileo.galilei@gmail.com). At the bottom right of the form are two buttons: 'Editar' (yellow) and 'Volver' (grey). The footer of the page shows '© 2025 DentAssist' on the left and a small logo on the right.

Detalles del Odontólogo

Nombre Galileo

Apellidos Galilei

Matrícula RNO-987654

Especialidad Odontología General

Email galileo.galilei@gmail.com

[Editar](#) [Volver](#)

© 2025 DentAssist

Editar Odontólogo

1. Seleccione el odontólogo que desea editar.
2. Haga clic en "Editar".

The screenshot shows the 'Editar Odontólogo' (Edit Dentist) form in the DentAssist application. The form is titled 'Editar Odontólogo' and contains the following fields:

- Nombre:** Cristobal
- Apellidos:** Colón
- Matrícula:** OD-CL-023458
- Especialidad:** Rehabilitación Oral
- Email:** cristobalin69@gmail.com

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Actualizar' (Update) and 'Cancelar' (Cancel).

© 2025 DentAssist

Eliminar Odontólogo

1. Seleccione el odontólogo que desea eliminar.
2. Haga clic en "Eliminar" y confirme la acción.

The screenshot shows the 'Eliminar Odontólogo' (Delete Dentist) confirmation dialog in the DentAssist application. The dialog is titled 'Eliminar Odontólogo' and contains the following information:

- Nombre:** Cristobal
- Apellidos:** Colón
- Matrícula:** OD-CL-023458
- Especialidad:** Rehabilitación Oral
- Email:** cristobalin69@gmail.com

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Eliminar' (Delete) and 'Cancelar' (Cancel).


© 2025 DentAssist

Gestión de Planes de Tratamiento

Crear Plan de Tratamiento

- Navegue a la sección de "Planes de Tratamiento" en el menú principal.
- Haga clic en "Nuevo Plan de Tratamiento".
- Complete el formulario con la información del plan.
- Haga clic en "Guardar" para crear el plan.

1. En la lista de planes, haga clic en el plan para ver los detalles.



1. Seleccione el plan que desea editar.
2. Haga clic en "Editar".

The screenshot shows the 'Editar Plan de Tratamiento' form. The form is titled 'Editar Plan de Tratamiento' and contains the following fields:

- FechaCreacion:** A date field with the value '13-06-2025'.
- Observaciones:** A text field with the value 'El paciente murio'.
- PacienteId:** A dropdown menu with the value 'jose'.
- OdontologId:** A dropdown menu with the value 'Dante'.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Guardar cambios' (Save changes) and 'Cancelar' (Cancel).

© 2025 DentAssist

Eliminar Plan de Tratamiento

1. Seleccione el plan que desea eliminar.
2. Haga clic en "Eliminar" y confirme la acción.

The screenshot shows the 'Eliminar Plan de Tratamiento' confirmation dialog. The dialog is titled 'Eliminar Plan de Tratamiento' and contains the following information:

- ¿Estás seguro de eliminar este plan?** (Are you sure you want to delete this plan?)
- Fecha de Creación:** 13-06-2025
- Observaciones:** El paciente murio
- Paciente:** jose
- Odontólogo:** Dante

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Eliminar' (Delete) and 'Cancelar' (Cancel).

© 2025 DentAssist

Gestión de Turnos

Crear Turno

- Navegue a la sección de "Turnos" en el menú principal.
- Haga clic en "Nuevo Turno".
- Complete el formulario con la información del turno.
- Haga clic en "Guardar" para crear el turno.

Registrar Turno

FechaHora
12-06-2025 23:45

Duracion
120

Estado
Confirmado

PacienteId
jose

OdontologId
Dante

Guardar **Cancelar**

© 2025 DentAssist

Ver Detalles de Turno

1. En la lista de turnos, haga clic en el turno para ver los detalles.

Detalle del Turno

Información del Turno


Fecha y Hora	12-06-2025 23:45
Duración	240 minutos
Estado	Pendiente
Paciente	jose
Odontólogo	Dante


Editar **Volver**


© 2025 DentAssist


Editar Turno


1. Seleccione el turno que desea editar.
2. Haga clic en "Editar"


 DentAssist

 Pacientes

 Odontólogos

 Tratamientos

 Turnos

 Plan Tratamientos

Editar Turno

Editar Turno

FechaHora

12-06-2025 23:45

Duracion

240

Estado

Pendiente

Pacienteld

jose

Odontologold

Dante

Actualizar


Cancelar

© 2025 DentAssist

Plano de

Eliminar Turno

1. Seleccione el turno que desea eliminar.
2. Haga clic en "Eliminar" y confirme la acción.



Conclusión

Este manual cubre las operaciones básicas de gestión dentro de DentAssist. Para más detalles, consulte la documentación adicional proporcionada en el directorio [Docs](#).